



COMMENT OPTIMISER LA REPRISE D'ACTIVITÉ SPORTIVE ?

AVEC LA NOUVEAUTÉ VELPEAU® LA LIGATION® PRO EXPERT L'ORTHÈSE DE GENOU 3.0

Reprendre une activité physique est idéal pour s'alléger rapidement en début d'année avec dynamisme, chasser la fatigue et faire le plein d'énergie. Cependant, que ce soit pour une reprise sportive pour les bonnes résolutions ou une reprise à la suite d'une blessure, il convient d'être prudent et de bien se préparer.

Lors des vacances d'hiver, entre autres sports, les descentes de ski sont synonymes de plaisir. Toutefois une bonne préparation est nécessaire, de bons ajustements également car les genoux sont mis à rude épreuve dans ce sport à haut risque.

LA LIGATION® PRO EXPERT, orthèse pour la compression médicale et la stabilisation du genou s'utilise en reprise de sport¹ ou suite à une blessure.

POURQUOI UNE VERSION 3.0 ?

Véritable innovation, la Ligation® Pro était la première orthèse du genou ouverte du marché, lancée en 2007 par Velpeau®, la marque française experte en orthopédie. La Ligation® Pro 2 a ensuite été redesignée et en 2023 elle revient dans une nouvelle version optimisée qui rejoint la toute dernière gamme Expert Velpeau®, destinée aux personnes actives : **la Ligation® pro Expert qui se distingue principalement par sa simplicité d'utilisation².**

EN TROIS GESTES ELLE EST INSTALLÉE

“on place, on ferme et on strap !”

explique Samir Saad, chef de marque Orthopédie chez Velpeau®

GRÂCE À

- Sa conception ouverte²
- Ses straps indépendants
- Ses sangles semi-circulaires
- Sa mise en place sans procéder à une flexion ou une extension du genou³
- Ses options d'ajustement et de réajustement personnalisés (autoagrippant)⁴

AUTRE ATOUT, ELLE EST AGRÉABLE À PORTER⁵

- Ses matériaux sont doux à l'intérieur⁶ et respirants
- Le creux poplité est dégagé⁵ à l'arrière du genou
- Elle se porte facilement au-dessus d'un pantalon⁷

SON PRINCIPE FONCTIONNEL ÉPROUVÉ, GRÂCE À

Son système réglable et ajustable à la physiologie et à l'activité physique de chacun⁸ (par exemple pour les personnes ayant des jambes dysmorphiques avec de fortes cuisses)

Ses fermetures semi-circulaires et ses baleines rigides articulées à double axe-amovibles⁹

Son insert de forme anatomique pour maintenir la rotule¹⁰

Ses renforcements latéraux articulés pour garantir la stabilité du genou¹¹



Les joueurs de l'Équipe de France de Volley portent les orthèses de la gamme Expert Velpeau®

La nouveauté Ligaction® pro Expert

La **Patella Control Expert** bandage rotulien conçu pour la compression et le soulagement du tendon patellaire

L'**Epi Expert** bandage anti-épicondylite pour le soulagement des tendons d'insertions des muscles du coude (ulnaire ou radial)

BILATÉRALE¹², DISPONIBLE EN 5 TAILLES, ELLE EST INDIQUÉE POUR :

- Le traitement des douleurs chroniques et aiguës et/ou de l'irritation de l'articulation du genou ainsi que des déficits fonctionnels consécutifs.
- Une blessure ou à une intervention chirurgicale et suite à une mise en charge inadaptée ou à une surcharge de l'articulation du genou, de la capsule articulaire, des tendons, des muscles et/ou des ligaments :
 - entorses ou contusions modérées du genou
 - instabilité ligamentaire chronique ou aiguë modérée
 - hypermobilité ou instabilité patellaire modérée
 - pathologies méniscales médiales ou latérales modérées (traumatiques aiguës ou dégénératives)
 - traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.



Disponible en pharmacies

Découvrez la mise en place en vidéo



Sources ¹ DFC 2022-095 ; ² DFC 2022-092 ; ³ DFC 2022-114 ; ⁴ DFC 2022-100 ; ⁵ DFC 2022-093 ; ⁶ DFC 2022-102 ; ⁷ DFC 2022-103 ; ⁸ DFC 2022-098 ; ⁹ DFC 2022-094 ; ¹⁰ DFC 2022-099 ; ¹¹ DFC 2022-097 ; ¹² DFC 2022-096



People.Health.Care.™

Lohmann & Rauscher Un succès aux racines solides

Le groupe L&R compte plus de 170 ans d'expérience dans le domaine des matériels pour pansements et dispositifs médicaux : une histoire riche, qui se reflète dans notre marque Velpeau®, bien connue du grand public et gage de sérieux. Nos produits, nos concepts et nos services sont pensés par leur niveau de qualité, de fonctionnalité, ou leur efficacité thérapeutique pour les professionnels de santé et pour leurs patients.



Velpeau® est une marque Française des Laboratoires Lohmann & Rauscher. Depuis 1890, Velpeau® est utilisé dans le traitement des grandes blessures et des petits bobos, c'est un siècle et demi d'innovation. Aujourd'hui encore, qui n'a pas eu entre ses mains un produit de la marque Velpeau® ? A l'écoute de ses clients (pharmaciens, médecins, patients...) et véritable force d'innovation, Velpeau® dispose au sein de son usine française de Saint-Genest Lerpt (42), d'un pôle de recherche et développement équipé des technologies performantes telles que tissage Jacquard, tricotage 3D intégré, découpe numérique, assemblage par haute fréquence et transfert thermique. Celui-ci travaille en étroite collaboration avec le département Qualité et Amélioration Continue de l'entreprise garant du respect des exigences qualité de la marque. Velpeau® est partenaire des pharmaciens, de leurs équipes et des spécialistes en orthopédie et compression en France. Depuis 2007, la marque Velpeau® rassemble les bandes, les produits de soin, les pansements et les orthèses, et depuis 2019, la compression médicale.



www.velpeau.fr

Mentions légales
Velpeau® : Dispositif médical CE – Demandez conseil à votre pharmacien / médecin pour plus d'information.
Velpeau® Ligaction® Pro Expert est un dispositif médical. Indications mentionnées ci-contre.
Velpeau® Epi Expert est un dispositif médical indiqué pour l'épicondylite / épicondylopathie huméro-radiale (tennis elbow), épicondylite / épicondylopathie huméro-ulnaire (golf elbow).
Velpeau® Patella Control Expert est un dispositif médical indiqué pour la tendinite ou tendinopathie du ligament rotulien (synonyme : genou du sauteur ou tendinopathie patellaire), chondropathie patellaire, arthrose fémoropatellaire, douleurs à l'avant du genou).
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Lire attentivement la notice d'utilisation spécifique à chacun (notamment pour les contre-indications).

Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS / ZA de Choisy - 88200 Remiremont / SIREN RCS Epinal B 380 236 091 / AR-202301-004

CONTACTS PRESSE



Géraldine Lizard
geraldine@crew-up.fr
06 69 49 26 05

Leslie Richard
leslie@crew-up.fr
06 75 45 94 60

(vous n'arrivez pas à nous avoir, laissez-nous un texto ou vocal WA)

www.crew-up.fr



Collectif de freelances