



Cellona® výplň Strih pre techniku vypodloženia

Výrez individuálne
upravený podľa
miesta rany.

Vzdialenosť 3 mm
medzi okrajom rany
a výrezom.

Materiál výrezu sa použije
ako opora za hlavičkou
metatarzu.

HMT II

Veľkosť topánky **43**

 **2x**

Až po základňu HMT IV

Cellona® výplň

Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60

Zdroj:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablóna je určená pre pravú nohu.
Pre ľavú nohu sa list otočí.