




Cellona® výplň

Strih pre techniku
vypodloženia



Palec

Veľkosť topánky **47**

Cellona® výplň


Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60

Zdroj:
CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablóna je určená pre pravú nohu.
Pre ľavú nohu sa list otočí.

Cellona® výplň

Strih pre techniku
vypodloženia



Palec

Veľkosť topánky **43**

Cellona® výplň

Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60


Zdroj:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablóna je určená pre pravú nohu.
Pre ľavú nohu sa list otočí.

Cellona® výplň

Strih pre techniku
vypodloženia



Palec

Veľkosť topánky **40**

Cellona® výplň

Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60


Zdroj:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablóna je určená pre pravú nohu.
Pre ľavú nohu sa list otočí.

Cellona® výplň

Strih pre techniku
vypodloženia



Palec

Veľkosť topánky **37**

Cellona® výplň

Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60

Zdroj:
CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablóna je určená pre pravú nohu.
Pre ľavú nohu sa list otočí.